

بزرگ کردن کاشی واژه با کلیک

دستورالعمل‌های گام به گام بزرگ کردن کاشی واژه با کلیک در Express Me.

ویدیو را تماشا کنید، مراحل را دنبال کنید یا متن کامل پیاده سازی شده را برای نسخه متنی دستورالعمل‌ها باز کنید.



برای تماشای ویدیو اسکن کنید

دستورالعمل‌های گام به گام

تنظیمات برنامه را باز کنید

روی نماد آبی پروفایل در بالا بزنید و تنظیمات برنامه را انتخاب کنید.

بزرگ کردن را روشن کنید

به بزرگ کردن تصویر با لمس بروید و کلید را روی روشن بگذارید.

آزمایش کنید

برگردید و روی یک کاشی واژه بزنید؛ تصویر اکنون بزرگ می شود.

1

2

3

متن کامل پیاده سازی شده

▼ متن کامل ویدیو را بخوانید

سلام، می‌خواهم نشان بدهم چطور می‌توانید تنظیم کنید که یک کاشی واژه بزرگ شود در لحظه‌ای که رویش کلیک می‌کنید. الان وقتی رویش کلیک می‌کنم فقط تلفظ می‌شود.

بله. اما می‌توانیم همچنین به تنظیمات برویم با کلیک کردن روی آدمک آبی در بالا سمت راست، سپس به تنظیمات برنامه.

اگر کمی به پایین اسکرول کنیم اینجا می‌بینید بزرگ‌نمایی تصویر هنگام لمس. در لحظه‌ای که آن را روشن کنیم و سپس با کلیک روی ضربدر در بالا سمت راست برگردیم، حالا می‌توانیم روی بله.

و بعد می‌بینید که کاشی بزرگ می‌شود. این کار را آسان‌تر می‌کند تا واژه‌ای که می‌خواهید نشان دهید را واقعاً به صورت فیزیکی بتوانید نشان دهید به کسی که با او در حال ارتباط هستید.