

In andere Kategorie verschieben

Folgen Sie den Schritten für „In andere Kategorie verschieben“ in Express Me.

Sehen Sie sich das Video an, folgen Sie den Schritten oder öffnen Sie das vollständige Transkript als Textversion der Anleitung.



Scannen, um das Video anzusehen

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1

Aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus

Öffnen Sie die **Einstellungen** und aktivieren Sie den **Bearbeitungsmodus**. Kehren Sie dann zum Startbildschirm zurück.

2

Öffnen Sie das Kachelmenü

Wählen Sie die **drei Punkte** der Kachel aus, die Sie verschieben möchten.

3

Wählen Sie „In andere Kategorie verschieben“

Wählen Sie im angezeigten Menü unter **Position ändern** die Option **in andere Kategorie verschieben**.

4

Bestätigen Sie die Zielkategorie

Navigieren Sie zu der Kategorie, in die Sie die Kachel verschieben möchten, und drücken Sie **in diese Kategorie verschieben**. Die Kachel wird in die neue Kategorie verschoben.

Vollständiges Transkript

▼ Vollständiges Videotranskript lesen

Ich zeige Ihnen, wie Sie eine Kachel in eine andere Kategorie verschieben in der App.

Stellen Sie dazu zunächst sicher, dass der Bearbeitungsmodus in den Einstellungen aktiviert ist. Kehren Sie dann zum Startbildschirm zurück und wählen Sie die drei Punkte der Kachel aus, die Sie verschieben möchten.

Im angezeigten Menü finden Sie die Option "in andere Kategorie verschieben" unter der Überschrift "Position ändern". Wenn Sie darauf drücken, erscheint am unteren Bildschirmrand der Text "[Kachelname] in diese Kategorie verschieben".

Navigieren Sie nun zu der Kategorie, in die Sie die Kachel verschieben möchten, und drücken Sie die Schaltfläche "in diese Kategorie verschieben". Die Kachel wird dann vom ursprünglichen Ort in die neue Kategorie verschoben.

Auf diese Weise können Sie Ihre Kacheln einfach organisieren und in die richtigen Kategorien einordnen!