

Satz erstellen

Folgen Sie den Schritten für „Satz erstellen“ in Express Me.

Sehen Sie sich das Video an, folgen Sie den Schritten oder öffnen Sie das vollständige Transkript als Textversion der Anleitung.



Scannen, um das Video anzusehen

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1

Satzerstellung aktivieren

Öffnen Sie **Einstellungen** und aktivieren Sie die Option zum Erstellen eines Satzes mit ausgewählten Wörtern.

2

Kacheln zum Satz hinzufügen

Wählen Sie eine Kachel aus, um sie dem Satz hinzuzufügen. Der Satz wird im Bereich am unteren Rand der Kachelseite erstellt.

3

Den Satz löschen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen**, um den Satz zu leeren.

Vollständiges Transkript

▼ Vollständiges Videotranskript lesen

Ich zeige Ihnen, wie Sie einen Satz mit Wörtern in der App erstellen. Öffnen Sie dazu zunächst die Einstellungen und stellen Sie sicher, dass die Option zum Erstellen eines Satzes mit ausgewählten Wörtern aktiviert ist.

Wenn Sie dies getan haben, sehen Sie am unteren Rand der Kachelseite einen neuen Bereich, in dem der Satz erstellt wird. Wenn Sie jetzt eine Kachel auswählen, wird sie dem Satz hinzugefügt.

Durch Drücken der Schaltfläche zum Löschen des Satzes wird der Satz gelöscht.