

Stimme ändern

Folgen Sie den Schritten für „Stimme ändern“ in Express Me.

Sehen Sie sich das Video an, folgen Sie den Schritten oder öffnen Sie das vollständige Transkript als Textversion der Anleitung.



Scannen, um das Video anzusehen

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1

Einstellungen öffnen

Klicken Sie auf das **Einstellungssymbol** oben rechts in der App. Das Einstellungsmenü öffnet sich mit einer Liste der verfügbaren Stimmen.

2

Eine Stimme auswählen

Wählen Sie eine Stimme aus der Liste, zum Beispiel eine weibliche oder männliche Stimme. Tippen Sie darauf, um sie anzuhören — die Stimme stellt sich vor, damit Sie hören können, wie sie klingt.

3

Die neue Stimme anwenden

Klicken Sie oben rechts auf **Zurück**, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren. Ab diesem Moment werden alle Kacheln in der von Ihnen gewählten Stimme ausgesprochen.

Vollständiges Transkript

▼ Vollständiges Videotranskript lesen

Ich zeige Ihnen, wie Sie die Stimme ändern, die zum Aussprechen der Kacheln in der App verwendet wird.

Klicken Sie dazu auf das Einstellungssymbol oben rechts in der App. Sie gelangen dann in das Einstellungsmenü, wo Sie eine Liste der verfügbaren Stimmen sehen.

Hier können Sie aus verschiedenen Stimmen wählen, wie weiblichen und männlichen Stimmen. Sie können verschiedene Optionen ausprobieren, indem Sie darauf klicken - die Stimme wird sich vorstellen, damit Sie hören können, wie sie klingt.

Sobald Sie mit Ihrer Wahl zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf 'zurück', um zum Hauptbildschirm zurückzukehren. Von diesem Moment an werden alle Kacheln in der von Ihnen gewählten Stimme ausgesprochen.