

Kachel aussprechen

Folgen Sie den Schritten für „Kachel aussprechen“ in Express Me.

Sehen Sie sich das Video an, folgen Sie den Schritten oder öffnen Sie das vollständige Transkript als Textversion der Anleitung.



Scannen, um das Video anzusehen

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1

Automatische Kachelaussprache aktivieren

Öffnen Sie die **Einstellungen** und aktivieren Sie die Option **Automatische Kachelaussprache bei Berührung**.

2

Auf eine Kachel oder Kategorie tippen

Tippen Sie auf eine Kachel, um sie vorlesen zu lassen. Tippen Sie auf eine Kategorie, um deren Namen automatisch vorlesen zu lassen.

Vollständiges Transkript

▼ Vollständiges Videotranskript lesen

Ich zeige Ihnen, wie Sie Kacheln automatisch aussprechen lassen, wenn Sie darauf tippen.

Stellen Sie dazu sicher, dass die Option "automatische Kachelaussprache bei Berührung" in den Einstellungen aktiviert ist.

Sobald Sie dies getan haben, werden Kacheln automatisch ausgesprochen, sobald Sie darauf tippen. Dies gilt auch, wenn Sie zu einer Kategorie navigieren - der Kategorienname wird dann ebenfalls automatisch ausgesprochen. Sie können diese Funktion natürlich jederzeit wieder ausschalten.