

Adicionar mosaico de palavra

Siga os passos para «Adicionar mosaico de palavra» no Express Me.

Veja o vídeo, siga os passos ou abra a transcrição completa para consultar uma versão em texto das instruções.



Digitalize para ver o vídeo

Instruções passo a passo

1

Ativar o modo de edição

Aceda às configurações através do ícone no canto superior direito, ative o **modo de edição** e volte ao ecrã inicial.

2

Adicionar um mosaico de palavra

Clique em **Adicionar mosaico** na parte inferior e escolha a opção de adicionar um mosaico de palavra (em vez de uma categoria).

3

Introduzir o nome do mosaico

Escreva o nome do seu novo mosaico (por exemplo, "banana") e confirme. Escolha tirar uma fotografia ou seleccionar uma da sua galeria.

4

Definir a fotografia e a posição

Recorte a fotografia se necessário, escolha a posição pretendida para o novo mosaico e confirme as suas escolhas.

Guardar e usar o mosaico

A aplicação guarda o mosaico automaticamente. Assim que o mosaico estiver carregado, toque nele para o fazer pronunciar.

Transcrição completa

▼ Ler a transcrição completa do vídeo

Vou mostrar como adicionar um mosaico de palavra na aplicação.

Para começar, vá às configurações premindo o ícone no canto superior direito e ative o modo de edição. Depois, volte ao ecrã inicial.

Agora verá aparecer um botão "Adicionar mosaico" na parte inferior. Prima-o e escolha a opção para adicionar um mosaico de palavra (em vez de uma categoria).

Introduza o nome do mosaico que pretende criar - neste exemplo "banana" - e confirme o nome. Terá agora a escolha de tirar uma fotografia ou seleccionar uma fotografia existente da sua galeria.

Depois de tirar ou seleccionar uma fotografia, pode recortá-la se necessário. Em seguida, escolha a posição pretendida para o seu novo mosaico e confirme as suas escolhas.

A aplicação guarda agora tudo e, assim que o novo mosaico estiver carregado, pode utilizá-lo e fazê-lo falar. É assim tão simples adicionar um mosaico de palavra pessoal à aplicação!