

Configurar fala própria

Siga os passos para «Configurar fala própria» no Express Me.

Veja o vídeo, siga os passos ou abra a transcrição completa para consultar uma versão em texto das instruções.



Digitalize para ver o vídeo

Instruções passo a passo

1

Iniciar o modo de edição

Inicie o modo de edição clicando em **Iniciar edição**.

2

Abrir o menu do bloco

Clique nos três pontos do bloco que deseja alterar (por exemplo, "Olá") e selecione **Gravar voz própria**.

3

Gravar o áudio

Clique no botão de gravação, pronuncie a palavra ou frase e pare a gravação.

4

Revisar e cortar a gravação

Ouç a gravação novamente e corte-a, se necessário.

5

Confirmar e salvar

Clique em **Confirmar gravação** e depois salve a gravação no topo ou saia do modo de edição.

Transcrição completa

▼ Ler a transcrição completa do vídeo

Olá a todos, sou Rick da ExpressMe.

Vou mostrar como gravar sua própria voz para que o aplicativo possa pronunciá-la por você.

Se por exemplo clicamos em Olá aqui, ouvimos o seguinte. Olá. Mas eu gostaria de fazer isso com minha própria voz.

Bem, então vou para o modo de edição. Clicando em iniciar edição, podemos clicar nos três pontos de Olá. E então vemos, ei, gravar voz própria.

Quando clico nisso, recebo este pop-up. E então podemos simplesmente começar a gravar. É o que farei agora. Olá.

Depois paro a gravação e podemos ouvi-la de volta. Olá. Bem, então podemos opcionalmente cortá-la um pouco para que soe melhor. Olá. Bem, isso soa perfeito.

Depois clicamos em confirmar gravação. E então podemos salvá-la no topo. Ou vamos simplesmente sair do modo de edição.

E quando agora clico em Olá, ouvimos o seguinte. Olá. Bem, e essa é minha própria voz. É simples assim.