

Kendi konuşmanızı ayarlama

Express Me'de kendi konuşmanızı ayarlama için adım adım talimatlar.

Videoyu izleyin, adımları izleyin veya talimatların metin sürümünü için transkriptin tamamını açın.



Video için tara

Adım adım talimatlar

1

Düzenleme moduna girin

Düzenlemeyi başlat seçeneğine tıklayarak düzenleme moduna girin.

2

Kutucuk menüsünü açın

Değiştirmek istediğiniz kutucuğun (ör. "Merhaba") üzerindeki üç noktaya tıklayın ve **Kendi sesinizi kaydet** seçeneğini belirleyin.

3

Sesi kaydedin

Kayıt düğmesine tıklayın, kelimeyi veya cümleyi söyleyin ve kaydı durdurun.

4

Kaydı dinleyin ve kırın

Kaydı tekrar dinleyin ve gerekirse kırın.

5

Onaylayın ve kaydedin

Kayıd onayla seçeneğine tıklayın, ardından kaydı üst kısımdan kaydedin veya düzenleme modundan çıkın.

Transkriptin tamamı

▼ Videonun tamamının transkriptini okuyun

Herkese merhaba, ben ExpressMe'den Rick.

Uygulamanın sizin için seslendirmesi için kendi konuşmanızı nasıl kaydedeceğinizi göstereceğim.

Örneğin burada Merhaba'ya tıklarsak şunu duyarız. Merhaba. Ama bunu kendi sesim yapmak istiyorum.

O zaman düzenleme moduna gidiyorum. Düzenlemeyi başlat seçeneğine tıklayarak Merhaba'nın üç noktasına tıklayabiliriz. Ve görüyoruz: kendi sesini kaydet.

Buna tıkladığımda bu açılır pencereyi alıyorum. Ve sonra çok basit bir şekilde kayda başlayabiliriz. Şimdi bunu yapacağım. Merhaba.

Sonra kaydı durduruyorum ve aslında geri dinleyebiliriz. Merhaba. İstersek biraz kırparak daha iyi ses vermesini sağlayabiliriz. Merhaba. Bu kulağa mükemmel geliyor.

Sonra kaydı onayla seçeneğine tıklıyoruz. Ve üst kısımdan kaydedebiliriz. Ya da hadi düzenleme modundan çıkalım.

Ve şimdi Merhaba'ya tıkladığımda şunu duyarız. Merhaba. İşte bu benim kendi sesim. Bu kadar basit.