

點擊放大詞語圖卡

按照步驟在 Express Me 中完成「點擊放大詞語圖卡」。

觀看影片、按照步驟操作，或開啟完整文字記錄以閱讀文字版說明。



掃碼觀看影片

逐步說明

1

開啟應用程式設定

點擊右上角的藍色個人資料圖示，然後選擇 **應用程式設定**。

2

開啟放大

捲動到 **觸碰時放大圖片**，將開關設為 **開啟**。

3

測試

返回並點擊詞語圖磚；圖片現在會被放大。

完整文字記錄

▼ 閱讀完整影片文字記錄

哈囉，我要示範如何設定讓詞語方塊在點擊時放大。現在我點擊它，只會發出語音。是的。

但我們也可以進入設定，點擊右上角的藍色小人，然後進入應用程式設定。如果我們往下滑一點，你會看到「觸碰時放大圖片」。當我們開啟它，然後點擊右上角的叉叉返回，我們現在可以點詞語方塊。

是的。然後你會看到方塊被放大。這讓更容易把你想要展示的詞語，實際地展示給與你溝通的人看。